



EVERSOFT®

SABONETE SPRAY ANTIBAC CLOREX

Eversoft® Sabonete Spray Antibac Clorex garante uma higienização eficaz das mãos, promovendo limpeza profunda sem ressecar a pele. Com uma fórmula suave e sem fragrância, é ideal para ambientes institucionais que exigem assepsia frequente, proporcionando segurança e conforto no dia-a-dia.



Alto poder de limpeza



Dermatologicamente testado



Contém agentes hidratantes e emolientes



Contém ação microbicida



DESCRIÇÃO

Desenvolvido para atender às exigências de higienização em ambientes institucionais, o Eversoft® Sabonete Spray Antibac Clorex contém Clorexidina como princípio ativo, garantindo ação biocida contra uma ampla variedade de bactérias. Sua composição balanceada oferece alto poder de limpeza, excelente formação de espuma e manutenção da umectação natural da pele, evitando o ressecamento mesmo com uso contínuo.

ATRIBUTOS



Seguro para uso sem ressecar a pele



Não contém corante



Preserva a saúde da pele



Promove excelente limpeza, mesmo em pequenas doses



Não contém fragrância



Biodegradável



0,3% de Clorexidina

APLICAÇÕES



NEGÓCIOS

Hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios de análises clínicas e biológicas, clínicas veterinárias, restaurantes, refeitórios, cozinhas profissionais, etc.



RECOMENDAÇÕES

Eversoft® Sabonete Antibac é um sabonete em espuma indicado para locais onde a higiene de mãos é necessária e constante.

ACIONAMENTO

QUANTIDADE DISPENSADA:

0,2 ml

Eversoft Sabonete Antisséptico Spray **libera 0,2 ml por acionamento**, o que proporciona cerca de **2.000 doses de produto**.

MODO DE USAR



Modo de usar:

- 1 - Umedeça as mãos e, com o auxílio do sistema dispensador, aplique o produto. Ensaboe as palmas das mãos, friccionando-as entre si.
- 2 - Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa.
- 3 - Entrelace os dedos e fricção os espaços interdigitais.
- 4 - Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimentos de vai e vem e vice-versa.
- 5 - Esfregue o polegar da palma da mão direita, utilizando-se do movimento circular e vice-versa.
- 6 - Fricção as polpas digitais e as unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo movimento circular e vice-versa.
- 7 - Enxágue bem as mãos com água. Seque as mãos com papel toalha descartável. No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize papel toalha.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Odor	Característico das MPs
Densidade a 20/4°C	1,000/1,050
pH	5,50 a 7,50
Aspecto / Cor	Incolor

APRESENTAÇÃO

- ✓ Caixa com 6 refis de 400 ml

DOCUMENTAÇÃO

Aut. de Funcionamento	2.02725-5
Notificação ANVISA/MS	25351082324202646
Ficha de segurança/MSDS	Disponível

COMPOSIÇÃO

- ✓ Água
- ✓ Cocamidopropil Betaina
- ✓ Cocoato de Glicerila Peg-7
- ✓ Cocoanfoacetato de Sódio
- ✓ Glicerol
- ✓ Dietanolamina Cocamida
- ✓ Cloreto de Sódio
- ✓ Digliconato de Clorexidina
- ✓ Edetato Dissódico
- ✓ Bronopol
- ✓ Metilcloroisotiazolinona
- ✓ Metilisotiazolinona

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Manter em local fresco e arejado. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, SOMENTE SE INDICADO PELO FABRICANTE.

VALIDADE

EM EMBALAGEM ORIGINAL
24 meses a partir da fabricação indicada no rótulo.

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Manter longe dos olhos. Em caso de contato acidental com os olhos, não esfregar. Lavar com água em abundância. Se as condições se agravarem ou se a irritação persistir, consultar um médico. Se ingerido, não provocar vômito. Consultar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde (0800 771 3733) mais próximo. Apenas para uso externo.



@OLEAKOFICIAL



/OLEAKOFICIAL